

# titan™

タイタン



## タイタンの特長

切らずにできるリフトアップ。  
最新鋭の技術で、実年齢より若い肌  
を手に入れる。  
近赤外線ランプを用いた、  
痛みの少ない次世代タルミ治療器。

「タイタン」は皮膚のタイトニングを行い、切らずにリフトアップするという、美容医療最新の治療器です。近赤外線ランプで照射し、真皮層内にある水分を加熱することでコラーゲンを収縮し再生。その結果、肌を内側からキュッと引き締め、余分なたるみやしわを安全に軽減していきます。

## タイタンの主な仕様

光源種類:フラッシュランプ

波長:1100~1800nm

パルス幅:自動調節 (0.9~6.5s)

照射パワー:

5~65J/cm<sup>2</sup>(titan S / titan)V

5~50J/cm<sup>2</sup>(titan XL)

スポットサイズ:

10×15mm (titan S)

10×15mm ・高さ5mm (titan V)

10×30mm ・高さ5mm (titan XL)

連射:シングルショット

冷却装置:水冷コンタクトクーリング

## 症例

### 頬とフェイスライン

29歳女性 38J 3パス 1ヶ月間隔にて2回施行



治療前



2回治療・3ヵ月後

## 症例

44歳女性 45J 3パス 1ヶ月間隔にて2回施行



治療前



2回治療後

10年前に受けた脂肪吸引後にできた腹部の線が気になり、タイタン治療を実施。  
2回施術後の結果に患者様も非常に満足されています。

# CUTERA®

World Headquarters

3240 Bayshore Boulevard, Brisbane, CA 94005

Phone: 1-888-4CUTERA | www.cutera.com

写真提供: Nob Beauty Clinic 秦正信先生